

ゲルマニウム温浴器の**必需消耗品**が大集合!

消臭・除菌液 500ml

複合塩素化合物の強力な酸化力による優れた消臭力と除菌作用及びバイオフィーム(ぬめり)を抑制します

ゲルマ温浴器の清浄な働きを妨げるトラブルの多くがバイオフィーム(ぬめり)の堆積による配管及びポンプの目詰まりによるものです。ゲルマクリーン消臭除菌液は大腸菌・サルモネラ菌レジオネラ菌等が寄生するバイオフィームの形成を抑制し、1日1回のご利用で温浴液の衛生管理と機器メンテナンスの両方ができます。また、この消臭除菌液は二酸化炭素を作成する物質で体臭(汗臭)、雑菌等の腐敗臭を抑制する働きもあります。

使用量

1回 2キャップ(6×2ml)を1日1回投入

使用ポイント

上下循環運転中

成分

複合塩素化合物(GMP)

ゲルマニウム温浴器用フィルター CP-50

ゲルマニウム温浴器は、このフィルターのみでろ過を行っております。あまり交換をされないと、循環水の濁りや臭いの発生が早くなります。また温浴器自体にも脂等の汚れが付着し、機械本体に負担を掛けてしまいます。温浴をされるお客様の回転率によっても異なりますが、早め早めの交換をするようにして下さい。

対応機種

セラビー21・ゲルまくん・ミニゲルまくん・NEWゲルまくん

ゲルマニウム温浴器用フィルター αフィルター

脂肪凝集液 300ml

ろ過器操作時の懸濁物質捕集効果を高めます

温浴水に溶け込んだヒトの脂肪分捕集してフィルターに回収します。通常1日1回1キャップ～2キャップの投与を行い、臭気を感じたら追加投与してください。人体に悪影響を及ぼす濃度にはなりませんので、安心してご利用いただけます。

使用量

1回 1キャップ(6ml)を1日1回 随時増減して使用(ボトル1本で約50回分)

使用ポイント

上下循環運転中

成分

酸性無機塩(水道水浄化助剤)

ゲルマニウム温浴器用パイプ洗浄液 500ml

温浴器に溜まる汚れや髪の毛をキレイに溶かしてパイプ内の汚れを分解します

洗浄の目安

使用目処1ヶ月に1回を目処に温浴器を洗浄して下さい。

洗浄の方法

1. 浴槽内部に水を入れた状態で500mlを浴槽に直接注ぎ、そのまま40分～1時間循環させ洗浄します。
2. 洗浄完了後、原液を完全に排水します。

3. キレイな水(又はお湯)を浴槽に入れ20分以上循環させ、本体配管内のすすぎをします。
3. 洗浄液は原液ですので、2回以上すすぐ事をお勧めします。すすぎが十分でないと温浴器にぬめりが出てしまいます。

使用量 1回 原液のまま500ml使用

成分 水酸化物、アニオン系界面活性剤、塩素系漂白酸化剤

お問い合わせ・ご注文はこちらまで

ティエム通商株式会社

〒910-0846 福井県福井市四ツ井1丁目20-12
TEL:0776-60-2340 FAX:0776-60-2510
Email:tm-trading@voice.ocn.ne.jp